

ISTRUZIONI PER IL ESEGUIRE IL TEST “RICERCA DEL SANGUE OCCULTO”

Raccolga le Sue feci in un contenitore pulito e asciutto (ad esempio la tazza del gabinetto dove in precedenza è stata messa carta igienica, oppure una “padella” per uso sanitario, oppure un piatto di plastica). Il campione non deve essere raccolto nel periodo mestruale (far trascorrere almeno tre giorni dal termine del ciclo). Va evitata la contaminazione delle feci con le urine.

1.   Apra la provetta facendo ruotare il tappo e lo estraiga interamente.
2.  Inserisca la punta dell'asticella in 3-4 punti diversi delle feci, in maniera che solo una **piccola quantità** rimanga attaccata alla punta (è importante che il materiale campionato non fuoriesca dalla provetta, per non compromettere il trasporto e l'esecuzione del test).
3.  Metta di nuovo l'asticella nella provetta.
4.  Chiuda il tappo ruotandolo con una leggera pressione e agiti la provetta.
5.  Metta la provetta nella bustina che la conteneva e la conservi in frigorifero se non procede subito alla consegna.
7.  **Se non già compilato in farmacia al momento del ritiro della provetta, compili il questionario dati. E' importante che ci indichi almeno una Sua utenza telefonica** (anche cellulare se disponibile), perché ci servirà per concordare con Lei eventuali approfondimenti (colonscopia) **Indichi anche la data del prelievo.**
8.  Consegna prima possibile (e comunque entro 3 giorni) la provetta e il questionario dati (se non già compilato) presso una **farmacia** aderente al progetto.